

大腿静脈におけるカテーテル留置一連の手順のトレーニングが行え、超音波ガイド下での穿刺・挿管のトレーニングも可能です。ボディフォームにはランドマークがあり、多角的なアプローチでのトレーニングに最適です。

**441003 フェモラインマン**  
価格 **330,000 円** (税別)



### 習得できる技術

- 大腿静脈からの中心静脈アクセス
- 大腿動脈への穿刺
- 超音波ガイド下でのカテーテル留置
- 解剖学的ランドマークを触知して行う手技



### 構成品

- ・ フェモラインマン ボディフォーム
- ・ 交換組織 [441004]
- ・ 疑似静脈血 (青) 460cc [441025]
- ・ 疑似動脈血 (赤) 460cc [441026]
- ・ ハンドポンプ
- ・ 静脈圧調整器
- ・ キャリングケース



### 特長

- 解剖学的に正確に再現されたランドマーク付ボディフォーム
- 動静脈血の色の違いで、穿刺した血管の識別が可能
- セルフシーリング性の高い静脈により、繰り返し練習可能
- 交換用組織による簡便な交換およびセットアップ
- 動脈の拍動と正確なランドマークで血管位置を識別
- 超音波ガイド下での血管穿刺の練習に最適
- 抵抗感、フラッシュバックをリアルに再現
- ハンドポンプによって、動脈の拍動を再現可能
- 静脈の圧調整で動脈と近似した血管径でのトレーニングも対応



### 交換・オプション品

品番	商品名	価格 (税別)
441004	[441003] 用交換組織	87,000 円
441025	疑似静脈血 (青) 460cc	4,000 円
441026	疑似動脈血 (赤) 460cc	4,000 円

※超音波装置により、映り具合に差異が生じることがあります。

※製品は絶えず改良を行っておりますので、価格や仕様など予告なく変更する場合があります。

取扱店

発売元

**NLS** 日本ライトサービス株式会社  
Nihon Light Service, Inc.  
医学教育機器事業部

〒113-0033

東京都文京区本郷3-42-1

TEL:03-3815-2354 FAX:03-3818-6843

URL:<http://www.medical-sim.jp>

E-mail:[igaku@nlsinc.co.jp](mailto:igaku@nlsinc.co.jp)



C/FLM\_BR①1607-1000